

Cabinet à accessoires ... SAF-430S

Caractéristiques

Coffret robuste en aluminium soudé au TIG
6 tiroirs : 9.25" x 13.25" x 3" (23.5 x 33.5 x 7.5 cm)
Roues de 8" & poignée de traction

Spécifications

Dimensions : 12" x 23" x 14" (30 x 59 x 36 cm)

Options

Panneau avant pouvant être utilisé comme plateau à instruments
4 supports à instrument à hauteur de travail



Un an de garantie sur défauts de fabrication