

Sans fil, Moteur Prophy ::: SAF-PO

Caractéristiques

Pièce à main sans fil
Moteur silencieux
Tête ultra-compacte
Sans fil, stable, pratique
Conception à double commande
Rentable
Conception ergonomique

Spécifications

Batterie au lithium de grande capacité
5 heures de fonctionnement continu
Une charge complète peut être utilisée pour au moins 60 traitements
Pièce à main mince et antidérapante (18 mm de diamètre)
Commande par bouton, vitesse stable
6 vitesses en option : 500 tr/min 1000 tr/min 1500 tr/min 2000 tr/min 3000 tr/min 4000 tr/min
Pédale de commande
Mode de contrôle sans changement de vitesse
Plage de vitesse : 0 – 4000 tr/min
La vitesse augmente en fonction de la profondeur d'enfoncement de la pédale.

